

## CORSET JEWITT

### Recommandations spécifiques

Le corset "Jewitt" doit être installé avec prudence sur le patient. Ce dernier doit suivre les instructions données par l'orthésiste afin de s'assurer de son efficacité. Ce corset permet de diminuer la compression entre les vertèbres de la colonne vertébrale pour réduire la douleur et favoriser la guérison.

#### Installation

- 1) Toujours porter un chandail serré sous le corset.
- 2) Assurez-vous que la boucle de tension soit ouverte et que l'attache de l'autre côté soit détaché du cadre rigide.
- 3) Couché sur le côté, roulez sur le dos en plaçant le coussin dorsal au milieu du dos. Déposez le cadre rigide sur votre torse. Avec l'aide de la courroie pour le pouce, attachez la boucle sur le cadre rigide.

Refermez la boucle de tension de l'autre côté en vous assurant d'entendre le bruit du 'clic'.

#### Entretien

Le cadre rigide se nettoie avec du savon mélangé avec de l'eau chaude. Vous pouvez aussi le nettoyer avec un mélange d'eau et d'alcool.

Les coussins peuvent être enlevés et nettoyés avec du savon doux à la main ou à cycle décalat pour ensuite être séchés à plat.



**N'hésitez pas à communiquer avec nous pour des ajustements, des questions ou des conseils.**

Sherbrooke, Est  
360, rue Galt Est, bur. 320,  
Sherbrooke (Québec) J1G 1X9  
T: 819 340-1234  
info@laboratoireevo.com

Granby  
459, rue Principale,  
Granby (Québec) J2G 2W9  
T: 450 777-3221  
info@laboratoireevo.com

Evo Orthopédie Technique  
1851, rue Sherbrooke E, bur.401,  
Montréal (Québec) H2K 4L5  
T: 438 386-6966  
montreal@laboratoireevo.com

Sherbrooke, Ouest  
21, boulevard J.-A.-Bombardier  
Sherbrooke (Québec) J1L 0H8  
T: 819 340-1234  
info@laboratoireevo.com

Lac-Mégantic  
6250, rue Salaberry,  
Lac Mégantic (Québec) G6B 1H8  
T: 819 340-1234  
info@laboratoireevo.com