

ORTHÈSES EXOS

Recommandations spécifiques

Les orthèses EXOS sont utilisées pour stabiliser le pouce, la main et/ou le poignet afin de favoriser la guérison de la région blessée. Il s'agit d'une orthèse ajustable et modifiable pour assurer le confort chez le patient. Elle permet à ce dernier de l'enlever une fois par jour et de se laver.

Installation

Pour mettre l'attelle:

- 1) Positionner le pouce, la main et/ou le poignet dans l'orthèse.
- 2) Pousser sur le bouton BOA et tirer sur la languette pour égaliser les files.
- 3) Tourner le bouton BOA dans le sens des aiguilles d'une montre.

***Le bouton BOA doit être en position verrouillée lorsque l'attelle est portée.

Pour enlever l'attelle:

- 1) Soulever le bouton BOA.
- 2) Tirer sur la languette pour lousser les files.
- 3) Ouvrir l'orthèse pour retirer le pouce, la main et/ou le poignet.

Entretien

Laver l'intérieur et l'extérieur de l'attelle avec un savon antibactérien. Rincer soigneusement à l'eau froide. Laisser sécher à l'air libre.

Éviter d'exposer l'orthèse à de trop grande chaleur puisque celle-ci pourrait se déformer.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour des ajustements, des questions ou des conseils.



Sherbrooke, Est
360, rue Galt Est, bur. 320,
Sherbrooke (Québec) J1G 1X9
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com

Granby
459, rue Principale,
Granby (Québec) J2G 2W9
T: 450 777-3221
info@laboratoireevo.com

Evo Orthopédie Technique
1851, rue Sherbrooke E, bur.401,
Montréal (Québec) H2K 4L5
T: 438 386-6966
montreal@laboratoireevo.com

Sherbrooke, Ouest
21, boulevard J.-A.-Bombardier
Sherbrooke (Québec) J1L 0H8
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com

Lac-Mégantic
6250, rue Salaberry,
Lac Mégantic (Québec) G6B 1H8
T: 819 340-1234
info@laboratoireevo.com